

Barre d'appui à ventouse Stiléo

Mise à jour : août 2018

Destinataires

Personnes ayant besoin de prendre appui pour franchir un obstacle, entrer dans la douche ou la baignoire

Description

Elément qui offre un point d'appui pour faciliter et sécuriser les transferts. La barre d'appui peut être mise en place pour une baignoire, une douche ou des toilettes. Deux témoins visuels permettent de contrôler l'installation en permanence : vert indiquant que la barre d'appui est correctement installée et rouge qu'elle est mal fixée. Il existe d'autres modèles de barres à ventouses sans ces indicateurs. La barre existe en 2 longueurs : 45 et 55 cm.



Disponible à l'essai à ELSA

Prix moyen

A partir de 35€

Financements possibles

PCH, APA, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

Lieu de vente

Sites internet, revendeurs de matériel médical, magasins de bricolage

L'œil de l'ergothérapeute

Les barres à ventouses, malgré leurs systèmes de sécurité, restent les alternatives de dernier recours notamment dans les logements en location sans possibilité de percer la faïence. Il est préférable d'opter pour l'installation de barre d'appui fixe pour une meilleure tenue et sécurité. Il est fréquent que les barres d'appui à ventouse se décroche du mur. Pour se faire, il est nécessaire de vérifier régulièrement la tenue de la barre (grâce aux indicateurs visuels) et de re-nettoyer, si nécessaire, la surface. De plus, ce produit ne peut s'installer que sur des surfaces planes, lisses et non poreuses. La dimension des carreaux doit être supérieure à 10 cm. Certains revêtements de mur ne sont donc pas compatibles.



