

Coussin de positionnement microbilles

Mise à jour : août 2018



Destinataires

Personnes ayant des difficultés pour se positionner au lit ou au fauteuil.

Description

Coussins en microbilles facilitant le positionnement des personnes présentant des besoins posturaux et prévient l'apparition d'escarres en contribuant à réduire la pression exercée sur la peau.

| NOM | РНОТО | CARACTERISTIQUES | PRIX MOYEN | LIEUX DE VENTE |
|--|-------|---|------------------------------|---|
| Coussin de positionnement - Physipro | | - Housse amovible - Sac de transport | Varie selon les formes | Sites internet, Revendeurs de matériel médical |
| Gamme de dispositifs d'aide à la posture en microbilles/micr ofibres - SYSTAM | | - Deux housses dont une amovible | Varie selon les formes | Sites internet, Revendeurs de matériel médical |
| Dispositifs d'aides techniques à la posture en microbilles – ASKLE Santé | | - Sac de transport | Varie selon les formes | Sites internet, Revendeurs de matériel médical |







Coussin de positionnement microbilles

Mise à jour : août 2018

| Aides techniques à la posture - CareWare | XL NEGO302 | - 34 coussins prévenant l'apparition d'escarres au niveau : tête, coudes, hanches, sacrum, ischions, trochanters, genoux, talons, malléoles - 2 tailles : XL ou XS - Housse de rechange - Gamme reverso : coussins avec deux faces, l'une en micro- billes et l'autre avec une mousse pour un meilleur confort | Varie selon les formes | Sites internet, Revendeurs de matériel médical |
|---|---------------|--|------------------------------|---|
|---|---------------|--|------------------------------|---|

N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l'exhaustivité. La sélection effectuée par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative.

Financements possibles

PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

L'œil de l'ergothérapeute

Ne passent pas en machine à laver, à nettoyer uniquement à l'aide de spray ou lingettes désinfectants.



