



<p>Verticalisateur électrique VERTIC 2</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuis genoux articulés et réglables</li> <li>- Appui talons réglable et amovible</li> <li>- Grande poignée de conduite</li> <li>- Hauteur de passage sous le lit : 9 cm</li> <li>- Compact</li> <li>- Poids : 36 kg</li> <li>- Poids maximal supporté : 150 kg</li> <li>- Option sangle 2 ou 3 points</li> <li>- Dimensions maximales : L 82 x l 98 x H 140 cm</li> </ul>	<p>1000€</p>	<p>Revendeurs de matériel médical</p>
<p>Verticalisateur électrique Blue Wayup</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compact et piètement fixe sans écartement permettant de s'adapter aux espaces exigus</li> <li>- Cale talon fixe</li> <li>- Garde au sol : 8 cm</li> <li>- Poids : 29 kg</li> <li>- Poids maximal supporté : 150 kg</li> <li>- Maniable grâce à ses 6 roues</li> <li>- Dimensions maximales : L 37 x l 98 x H 97 cm</li> </ul>	<p>900 à 1120€ selon le type de batterie</p>	<p>Revendeurs de matériel médical</p>
<p>Verticalisateur électrique Quick Raiser</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poignées tierce personne réglables en hauteur</li> <li>- Système compact</li> <li>- Poids 30 à 38 kg selon le modèle</li> <li>- Poids maximal supporté 160 kg et 200 kg pour la modèle 2+</li> <li>- Batterie amovible à recharger (pas de câble à brancher sur l'appareil)</li> </ul>	<p>4000 à 6000€ selon le modèle 160 ou 200 kg</p>	<p>Revendeurs de matériel médical</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocage des sangles très simple</li> <li>- Appui sous-rotulien réglable en inclinaison, en largeur et en hauteur</li> <li>- Dimensions externes : 107 x 61 x 125 cm</li> <li>- Colonne oblique pour un transfert plus naturel et plus confortable pour la personne</li> </ul>		
Verticalisateur manuel MODULUP		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appareil de transfert actif</li> <li>- Permet d'atteindre la position assise, semi-assise ou debout sans assistance électrique mais sécurisé par la présence d'accessoires : sangle ou assise amovible</li> <li>- Poids maximal supporté : 150 kg</li> <li>- Dimensions : 82 x 58 x 88 cm</li> <li>- Poids : 26.5 kg</li> <li>- Appuis tibiaux non inclinables</li> <li>- Présence d'une tablette à l'avant qui gêne et empêche la station debout complète</li> </ul>	500€ à l'achat (LPPR : 363,74€ )	Revendeurs de matériel médical
Verticalisateur Reliant 350	<p><i>Sangle sous-axillaire</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet les transferts assis-assis. En fonction de la sangle, le transfert se fait en passant par la position semi-debout ou assise</li> <li>- Commande électrique à l'aide d'une télécommande</li> </ul>	Environ 1000€ à l'achat	Revendeurs de matériel médical

	 <p>Sangle sous-axillaire avec sous cuisse</p> <p>Disponible à l'essai à ELSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 types de sangles : sous-axillaires ou sous-axillaires avec sous-cuisse (4 tailles différentes : XS, S, M et L)</li> <li>- Appuis tibiaux réglables en hauteur s'adaptant à toutes les tailles</li> <li>- Dimensions : 99x65,5x125cm</li> <li>- Poids : 49kg</li> <li>- Levier permettant d'augmenter le piétement de l'appareil</li> </ul>	
--	--	---	--

*N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l'exhaustivité. La sélection effectuée par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative.*

## Financements possibles

PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

- ⇒ A la location, le lève-personne verticalisateur est pris en charge par la sécurité sociale à hauteur de 17,53€ par semaine via une prescription médicale. (Jusqu'à 32 semaines). Après 32 semaines, prise en charge de 10,82€ par semaine.
- ⇒ Sangle à l'achat. Prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 24,15€ via une prescription médicale.

## L'œil de l'ergothérapeute

La position semi-debout favorise la solidité des os, la régulation du transit, prévient l'apparition de contractures et de plaies et peut avoir un effet psychologique positif pour des personnes dans l'obligation de rester en position assise.

Transfert aux toilettes et changes facilité avec l'utilisation de la sangle sous-axillaire.

L'utilisateur d'un verticalisateur nécessite un temps d'apprentissage. Chaque verticalisateur a des spécificités. Pour le choix, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste pour vous conseiller et faire des essais.

