

Destinataires

Personnes ayant besoin d'un appui pour enjamber la baignoire.

Description

Elle s'installe sur le rebord de la baignoire au moyen de mâchoires de serrage et offre un appui fixe et sécurisant.

NOM	PHOTO	CARACTERISTIQUES	PRIX MOYEN	LIEUX DE VENTE
Poignée de baignoire Securit	 <p>Disponible à l'essai à ELSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Se fixe facilement grâce à une large molette -Système fixation ajustable de 7,7 à 16 cm -Hauteur 36cm -Revêtement antidérapant 	52,50€	Sites internet Magasins de matériel médical
Poignée de baignoire Bali		<ul style="list-style-type: none"> -Se fixe avec deux mâchoires capitonnées -Porte main capitonnée de hauteur 97cm -Convient pour rebord avec largeur entre 8,5cm et 14cm -Hauteur maximum de baignoire : 57,5cm 	52,50€	Sites internet Magasins de matériel médical

N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l'exhaustivité. La sélection effectuée par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative

Financements possibles

PCH, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles





L'œil de l'ergothérapeute

Solution peu encombrante pour les personnes ayant simplement besoin d'un appui pour sécuriser l'accès. Elle ne s'adapte pas à tous les rebords de baignoire. La poignée peut être associée à l'utilisation d'un marchepied, d'une barre d'appui murale fixée à 45cm de hauteur par rapport au bord de la baignoire et d'un tapis antidérapant dans la baignoire ainsi qu'en sortie de bain.

