



Destinataires

Personnes utilisant quotidiennement une canne.

Description

Il s'installe à l'extrémité de la canne pour offrir une meilleure stabilité lors de son utilisation et permettre le maintien en équilibre de la canne à la verticale. Il s'adapte à une majorité de modèles et s'installe très facilement en remplacement de l'embout standard.

Prix moyen

10€

Financements possibles

PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

Lieux de vente

Sites internet, revendeurs de matériel médical

L'œil de l'ergothérapeute

Pour que la canne se maintienne en position debout sans appui grâce au stabilisateur il faut pouvoir lâcher doucement la canne.



Disponible à l'essai à ELSA

